Elemento di valutazione	6. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
Elemento di valutazione	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	8. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	COOK ITALIA SRL	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1.00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTÍMA la Facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	L
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



REE

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	COLMA	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Q GE

A-

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	<u> </u>
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00









Ditta " concorrente	ESSEPI	
Elemento di valutazione	nento di L. Scorregolezza (D.)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D')	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

R

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (:D.)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	GOOK ITALIA SRE	
Elemento di valutazione	\COTTOMOIOT79	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	•
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





Ditta concorrente	BARD	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione :	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	······································
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



TE

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Cornmissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00










Ditta concorrente	GENICOM	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Mativazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma,	00,1
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	<u> </u>
ļ	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo sterit è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	00,1
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00





Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





COLOPLAST
one Coefficiente
1,00
One Coefficiente
1,00
Coefficiente
mento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e
one Coefficiente
1,00
One Coefficiente
1,00



.

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D).	a sterilità in campo operatorio (D)		
	Motivazione	Coefficiente		
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00		
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)			
	Motivazione	Coefficiente		
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00		










Ditta concorrente	OLYMPUS	* .5
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	. ,
_	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	· ·
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

R


Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





Ditta concorrente	。	
Elemento di valutazione	1. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo sterit è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00





Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	ESSÉPI	• • •
Elemențo di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTT!MA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	4
i	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D')	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operator	io. 1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	,
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





Ditta concorrente	COOKITALIASRI	
Elemento di valutazione	L. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	p .
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



I

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



Ditta concorrente	BARD	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	-
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	·-
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento In quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



A THE

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	GENICOM	
Elemento di valutazione	o'di	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	· ·
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



- E

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





Ditta concorrente	COLOPLAST	
Elemento di valutazione	I. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	00,1
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (-D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è flessibile e molto maneggevole e consente un'ottima facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00





Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

F



Ditta concorrente	OLYMPUS	
Elemento di valutazione	1. Scorrevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Facilità di rilascio e posizionamento (D)	, <u></u>
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta BUONA la Facilità di rilascio e posizionamento in quanto lo stent è rigido e poco maneggevole e consente una buona facilità di rilascio e posizionamento.	0,60
Elemento di valutazione	4. Radiopacità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	•
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



ı

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	#* -
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







Ditta concorrente	COOK ITALIA	
Elemento di valutazione	l. Atraumaticità (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00
Elemento di valutazione	2. Assemblaggio componenti (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
Elemento di valutazione	3. Scorrevolezza e maneggevolezza (Ď)	•
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	4. Facilità di utilizzo (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



A Company

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per Il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMi gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	•
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



Elemento di valutazione	Atraumaticità (D)	
	Motivazione Managaria de la constanta de la co	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta O'TTIMA l' atraumaticità.	1,00
Elemento di valutazione	2. Assemblaggio componenti (D)	1
;	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
Elemento di valutazione	3. Scorrevolezza e maneggevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	4. Facilità di utilizzo (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuca OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



Ditta concorrente	ALL MEDICAL	
Elemento di valutazione	1. Atraumaticità (D.)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTiMA l' atraumaticità.	1,00
Elemento di valutazione	2. Assemblaggio componenti (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
Elemento di valutazione	3. Scorrevolezza e maneggevolezza (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
Elemento di valutazione	4: Facilità di utilizzo (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)								
	Motivazione	Coefficiente							
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00							
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)								
	Motivazione	Coefficiente							
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00							







Ditta concorrente	OLYMPUS						
Elemento di valutazione	I. Atraumaticità (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00					
Elemento di valutazione	2. Assemblaggio componenti (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	00,1					
Elemento di valutazione	3. Scorrevolezza e maneggevolezza (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00					
Elemento di valutazione	4. Facilità di utilizzo (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00					
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00					

Q 56 = \$

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D.)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



2

Ditta concorrente	COOK ITALIA I. Conformazione del cestello (D)	
Elemento di valutazione	I. Conformazione del cestello (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la conformazione del cestello.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	1
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Atraumaticità della punta	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità della punta.	1,00
Elemento di valutazione	4. Facilità di impugnatura (D)	-
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di impugnatura.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

P G G

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00					
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso (D)						
	Motivazione	Coefficiente					
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00					



2

ALLEGATO 2

LOTTO 14		CON				Applied Medical Distribution Europe B.V. - Filiale italiana		ALLMEDICAL		MED! LINE	
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
1	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
2	10	0,40	4.00	1,00	10,00	00,1	10,00	0,40	4,00	0,40	4,00
3	15	0,20	3,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
4	01	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	00,01	1,00	10,00
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	1,00	5,00
6	5	00,1	5.00	1,00	5,00	00,1	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
7	10	00,1	10,00	1,00	10,00	1.00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
	TEGGIO TALE		52,00		70,00		70,00		64,00		64,00

LOT	ΤΟ 15	MEDTRON	IIC ITALIA SPA	Applied Medical Distribution Europe B.Y Filiale italiana			
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.		
I	01	1,00	10,00	1,00	10,00		
2	10	1,00	10,00	00,1	10,00		
3	10	1,00	10,00	1,00	10,00		
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00		
5	10	1,00	10,00	1.00	10,00		
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00		
7	5	1,00	5,00	1,00	5,00		
8	10	1,00	10,00	00,1	00,01		
PUNTEGG	IO TOTALE		70,00		70,00		

LO1	TO 17	ESS	EPI	соокт	TALIA
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt,	Coeff.	Punt
1	15	1,00	15,00	1,00	15,00
2	10	1,00	10,00	1,00	10,00
3	15	1,00	15,00	1,00	15,00
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00
7	10	1.00	10,00	1,00	10.00
PUNTEGO	GIO TOTALE		70,00		70,00

LOT	LOTTO 18		ESSEPI		COLOPLAST		1EDICA
Criterio	Punteggio max	Coeff,	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt
1	10	00,1	10,00	00,1	10,00	1,00	10,00
2	10	1,00	10,00	1,00	00,01	1,00	10,00
3	15	1,00	15,00	1,00	15,00	0,20	3,00
4	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
7	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
PUNTEGO	IO TOTALE		70,00		70,00		58,00

John Ma

LO	TTO 19	ESSEPI SRL SERVICE AND PARTNERS				
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt.			
ı	15	1,00	15,00			
2	10	1,00	10,00			
3	15	00,1	15,00			
4	10	00,1	10,00			
5	S	1,00	5,00			
6	5	1,00	5,00			
7	10	1,00	10,00			
PUNTEG	GIO TOTALE		70,00			

LO	TTO 20		RL SERVICE AND ARTNERS		
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt.		
1	15	1,00	15,00		
2	15	1,00	15,00		
3	ĺ0	1,00	10,00		
4	10	1,00	10,00		
5	5	1,00	5,00		
6	5	1,00	5,00		
7	10	1,00	00,01		
PUNTEG	GIO TOTALE		70,00		

John Marie

LOT	TO 21	ESS	EP1	CO ITA		ВА	RD	COLO	PLAST	OLYN	1PUS
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
1	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
2	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
3	01	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	00,1	10,00	1,00	10,00
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	00.1	5.00	1,00	5,00
6	S	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	1,00	5,00
7_	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
	TEGGIO TALE		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00

LOT	TO 22	ESS	EPI	ВД	RD	OLYMPUS		
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff,	Punt.	
I	10	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
2	01	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
3	10	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
4	10	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
5	01	00,1	10,00	1,00	10,00	00,1	10,00	
6	5	00,1	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	
7	5	00,1	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	
8	10	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	0,00	
PUNTEGO	GIO TOTALE		70,00		70,00		70,00	

Moh U

HO

LOT	LOTTO 23		OK LIA	COLO	PLAST	ALLMEDICAL		
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	
ı	10	1,00	10,00	0,20	2,00	0,20	2,00	
2	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
3	10	1,00	10,00	0,20	2,00	1,00	10,00	
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
5	10	1,00	10,00	1,00	10,00	0,20	2,00	
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	
7	5	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	
8	01	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
ſ	TEGGIO TALE	:	70,00		54,00		54,00	

LOTTO 24		COOK	COOK ITALIA		1PUS	BARD		
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	
ı	10	1,00	10,00	1,00	10,00	0,20	2,00	
2	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	00,01	
3	10	1,00	10,00	1,00	00,01	1,00	10,00	
4	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	00,00	
5	10	1,00	10,00	1,00	10,00	0,20	2,00	
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	
7	5	00,1	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	
8	10	1,00	10,00	1,00	10,00	00,1	00,01	
	TEGGIO DTALE		70,00		60,00		44,00	

held

MIG

LO	TTO 25	coo	K ITALIA
Criterio	Punteggio max	Coeff.	Punt.
1	15	1,00	15,00
2	01	1,00	10.00
3	15	1,00	15,00
4	10	1,00	10,00
5	5	1,00	5,00
6	5	1,00	5,00
7	10	1,00	10,00
PUNTEG	GIO TOTALE		70,00

LOT	TO 26	ESS	EPI .	CO ITA		ВА	RD	COLO	PLAST	cou	.MA	GENI	сом	OLYN	MPUS
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Funt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
I	15	1,00	15,00	00,1	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1.00	15,00	1,00	15,00
2	ТО .	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	00,1	00,01	1,00	00,01	1,00	10,00
3	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,60	9,00	0,60	9,00	0.60	9,00
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00	00,1	10,00	1,00	10,00	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
5	5 .	00,1	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	00,1	5,00	00,1	5,00
6	5	00,1	5,00	1,00	5,00	00,1	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
7	10	1,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
	TEGGIO TALE		70,00		70,00		70,00		70,00		64,00		64,00	-	64,00

Jeffer M

Jho.

LOT	TO 27	ESS	EPI	CO ITA		ВА	RD	COLO	PLAST	COL	.MA	GENI	сом	OLYN	1PUS
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
I	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1.00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
2	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
3	15	1,00	15,00	00.1	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,60	9,00	0,60	9,00	0,60	9,00
4	10	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	00,01	1,00	10,00	1,00	10,00	1.00	00,01
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1.00	5,00
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
7	10	1,00	00,01	00,1	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
	TEGGIO TALE		70,00		70,00		70,00		70,00		64,00		64,00		64,00

LOTTO 29		BARD		COOK ITALIA		ALLMEDICAL		OLYMPUS	
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.	Coeff,	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
ı	IŠ	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
2	15	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
3	01	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
4	10	1,00	10,00	1,00	00,01	1,00	10,00	00,1	10,00
5	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1.00	5,00	00,1	5,00
6	5	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5.00
7	lO	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00
	TEGGIO OT A LE		70,00		70,00		70,00		70,00

W hely



LO	TTO 30	cool	CITALIA
Criterio	Punteggio Max	Coeff.	Punt.
1	10	1,00	10,00
2	10	1,00	10,00
3	15	1,00	15,00
4	15	1.00	15,00
5	5	1,00	5,00
6	5	1,00	5,00
7	10	1.00	10,00
	TEGGIO DTALE		70,00

Med Med

Oggetto: Procedura Aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici per Urologia, suddivisa in n. 55 lotti, occorrente alle esigenze della Asl Roma I.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)

Il presente ha per oggetto la seduta riservata che ha avuto luogo nel giorno 22/02/2021 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma 1, Via Ariosto n. 3 - 00193 Roma, nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 15 del 04/01/2021, e presente al completo nella seguente composizione:

Presidente:

Dott. Vittorio SANTORIELLO

Componente:

Dott. Marco MARTINI

Componente:

Dott.ssa Maria Elena SELLITTI

ha proceduto all'esame delle schede tecniche e della campionatura in merito ai Lotti 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 per i quali hanno presentato offerta i sotto indicati operatori economici:

LOTTO N. 31: COLMA - ESSEPI SRL SERVICE AND PARTNERS - COOK ITALIA SRL - MEDIVAL - BARD SRL - GENICOM - COLOPLAST

LOTTO N. 32: XRMEDICA SRL - SP MED SRL - BETAMED

LOTTO N. 33: COLMA

LOTTO N.34: GENICOM - ENDOVASCULAR SERVICE

LOTTO N.35: deserto

LOTTO N.37: Medival - Coloplast - DBI SRL - Zephyr Surgical Implants S.r.I.

LOTTO N.38: DBI SRL - DIMED SRL - Zephyr Surgical Implants S.r.l.

LOTTO N.39: DAVI MEDICA SRL - DBI - DIMED SRL

LOTTO N.40: deserto

LOTTO N.41: COOK ITALIA SRL - BARD SRL - OLYMPUS ITALIA SRL

LOTTO N.42: GENICOM - HERNIAMESH Srl - DBI SRL - Zephyr Surgical Implants S.r.l.

LOTTO N.43: Applied Medical Distribution Europe B.V. - Filiale Italiana

LOTTO N.44: MEDTRONIC ITALIA SPA - Applied Medical Distribution Europe B.V. - Filiale italiana - MEDI LINE - ID & CO - TAU MEDICA S.R.L.

LOTTO N.45: ESSEPI SRL SERVICE AND PARTNERS – GENICOM

LOTTO N.46: Dueffe 2000 Srl - VIP MEDICAL

LOTTO N.47: essepi s.r.l service and partners - Medival S.r.l. - BARD SRL - Genicom - OLYMPUS

ITALIA SRL

LOTTO N.48: COOK ITALIA SRL - GENICOM

LOTTO N.49: essepi s.r.l service and partners - COOK ITALIA SRL - Medival S.r.l - BARD SRL - Genicom - Coloplast- OLYMPUS ITALIA SRL

LOTTO N.50: COOK ITALIA SRL - Genicom

LOTTO N.51: essepi s.r.l service and partners - GENICOM

LOTTO N.52: GENICOM - COLOPLAST

LOTTO N.53: COOK ITALIA SRL

LOTTO N.54: essepi s.r.l service and partners — GENICOM — COLOPLAST

LOTTO N.55: COLMA - essepi s.r.l service and partners - COOK ITALIA SRL - MEDIVAL - BARD SRL - GENICOM - SEDA S.P.A. - TELEFLEX MEDICAL SRL - Coloplast - OLYMPUS ITALIA SRL

La Commissione ha dato corso all'esame della documentazione tecnica, verificando che tutti gli operatori hanno presentato un dispositivo conforme ai requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico ad eccezione delle ditte di seguito riportate:

- per il lotto n. 3 l la ditta Bard ha offerto un cestello per recupero calcoli non dotato di apertura frontale, anziché ad apertura frontale, come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.
- per il lotto n.32 le ditte SP MED SRL BETAMED hanno offerto una sacca raccolta liquidi senza il filtro in acciaio, anziché completa di filtro in acciaio, come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.
- per il lotto n.34 la ditta Endovascular ha offerto endoprotesi privo del sistema di rimozione tramite srotolamento, anziché dotato di sistema di rimozione tramite srotolamento, come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.
- per il lotto n. 48 la ditta Cook Italia ha offerto una guaina ureterale con introduttore ad un unico canale, anziché a doppio canale, come richiesto nel Capitolato, pertanto, <u>non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.</u>
- per il lotto n. 51 la ditta Essepi srl Service and Partners ha offerto un sistema di irrigazione per ureteroscopia che non dispone dei connettori a "T", anziché con connettori a "T", come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.
- per il lotto n. 54 la ditta Essepi srl Service and Partners ha offerto stent privo di silicone, anziché stent 100% silicone, come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.
- per il lotto n. 54 la ditta Coloplast ha offerto stent privo di silicone e dotato di connettore con attacco senza luer lock, anziché stent 100% silicone e connettore con attacco luer lock, come richiesto nel Capitolato, pertanto, non è ammessa alla fase della valutazione tecnica.

L'aggiudicazione, così come riportato nel Disciplinare di gara, avverrà per singolo lotto mediante applicazione mista del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (70/30) e maggior ribasso sul prezzo posto a base d'asta. Nello specifico, i Lotti 2, 3 e 16, trattandosi di forniture standardizzate verranno aggiudicati al minor prezzo.

La Commissione, successivamente, tramite l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, ha valutato le offerte secondo i criteri riportati negli atti di gara – Allegato 4 – Criteri di valutazione -, le cui risultanze sono riportate nella tabella di seguito riportata (All. I).

Il When

Of

Infine, terminata l'attribuzione dei coefficienti, la Commissione ha dato corso all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto disposto dalla sezione 18.3 del Disciplinare, riportati nell' All. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

Dott. Vittorio SANTORIELI

Componente:

Dott. Marco MARTINI

Componente:

Dott.ssa Maria Elena SEŁLITTI



Ditta concorrente	COLMA	
Elemento di valutazione	I. Conformazione del cestello (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la conformazione del cestello.	1,00
Elemento di valutazione	2. Memoria di forma (D)	
	Motiva:::one	Coefficience
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
Elemento di valutazione	3. Atraumaticità della punta	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità della punta.	1,00
Elemento di valutazione	4. Facilità di impugnatura (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di impugnatura.	1,00
Elemento di valutazione	5. Facilità di apertura (D)	
	Motivazione	Coefficiente





ı